

## Asentohoitotyyny Posimed merihevon

### Asentohoitotyyny Posimed merihevon PO-LAGE



Posimed asentohoitotyyny on tarkoitettu painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tuotteet täyttävät terveydenhuollon korkeat hygieniavaatimukset ja soveltuvat käyttöön sairaala- ja hoivaympäristöissä sekä kotihoidossa. Kaikissa Posimed tyynyissä on nesteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen, jonka saumat on kuumaliimatut. Päällinen voidaan desinfioida pyyhkimällä yleisesti terveydenhuollossa käytössä olevilla desinfektioaineilla. Tyynyjen täyteenä on polypropeeni-mikrohelmiä, joten tyynyn muotoa on helppo muotoilla kehon muotojen mukaisesti, optimaalisen tuen aikaansaamiseksi. Tyynyt pysyvät hyvin paikoillaan nahkean pintansa vuoksi. Posimed merihevon -asentohoitotyynyllä potilas voidaan tukea helposti 30° kylkimakuuasentoon. Merihevostyynyn toinen pää asetetaan käyttäjän pään alle, suora osuus kulkee selän takaa ja toinen pää asettuu polvien väliin. Näin käyttäjä lukitsee päällään ja polvillaan tyynyn paikoilleen, eikä tyyny pääse luiskahtamaan selän takaa. Pään alla oleva tyynyn pää voidaan suojata tavallisella tyynyliinalla. Merihevostyynyä voidaan käyttää myös päinmakuuasennon tukemiseen. Posimed merihevostyynyjä on saatavana kahta eri kokoa. PO-LAGE0165 Asentohoitotyyny Posimed merihevon 170 x 74 cm käyttäjän pituus alle 165 cm PO-LAGE1165 Asentohoitotyyny Posimed merihevon 182 x 54 cm käyttäjän pituus yli 165 cm

**Hinta** 110,00 € (alv 0%) / 136,40 € (alv 24%)