

Asentohoitotyyny Posimed rullatyyny

Asentohoitotyyny Posimed rullatyyny

PO-ROLL6021



Posimed asentohoitotyyny on tarkoitettu painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tuotteet täyttävät terveydenhuollon korkeat hygieniavaatimukset ja soveltuvat käyttöön sairaala- ja hoivaympäristöissä sekä kotihoidossa. Kaikissa Posimed tyynyissä on nesteitä läpäisemätön ja hengittävä hygieniapäällinen, jonka saumat on kuumaliimatut. Päällinen voidaan desinfioida pyyhkimällä yleisesti terveydenhuollossa käytössä olevilla desinfektioaineilla. Tyynyjen täyteenä on polypropeeni-mikrohelmiä, joten tyynyn muotoa on helppo muotoilla kehon muotojen mukaisesti, optimaalisen tuen aikaansaamiseksi. Tyynyt pysyvät hyvin paikoillaan nahkean pintansa vuoksi. Posimed rullatyyny sopii käytettäväksi selinmakuulla tukemaan polvia koukkuun. Tyyny asetetaan tällöin polvitaiteiden alle. Kun rullatyynyn päälle asetetaan kaarityyny, voidaan polvia ehkäistä puristumasta yhteen. Mikäli kantapäät halutaan kohottaa irti alustasta, suositellaan asettamaan rullatyyny polvitaiteiden alle, sekä molempien pohkeiden alle kolmiotyyntä. Rullatyynyllä voidaan tukea makuuasennossa myös niskän asentoa. Posimed rullatyynyn mitat: 60 x 21 cm Osta tuote verkkokaupastamme

Hinta 73,84 € (alv 0%) / 92,66 € (alv 25.5%)