

Asentohoitosaaapas Posimed Heelprotect



Asentohoitosaaapas Posimed Heelprotect PO-HEELPR

HeelProtect on asentohoitosaaapas, joka on tarkoitettu käytettäväksi vuoteessa selinmakuulla tukemaan nilkkaa ja jalkaterää neutraaliin asentoon. HeelProtect kohottaa kantapään irti alustasta, ja keventää kantaluuhun kohdistuvan paineen täysin. Pohjeosan alla olevat kiilat tukevat säären neutraaliin asentoon, eikä jalkaterä pääse painumaan sisä- tai ulkokiertoon. Myös nilkka pysyy tuettuna 90° kulmaan. HeelProtect asentohoitosaaapaan sisäpinta on hengittävää Mesh-kangasta, joka pitää ihon kuivana. Ainutlaatuinen GELTOUCH®-vaahto pitää hyvin muotonsa ja takaa hyvän ilmankierron. Päällinen on joustavaa PU-materiaalia. Koko asentohoitotuote on pestävissä pesukoneessa 95° sekä rumpukuivattavissa. PU-pinta voidaan desinfioida pyyhkimällä. Helppokäyttöisyytensä, kaikille käyttäjille sopivan mitoituksensa ja helpon puhdistettavuutensa vuoksi se sopii erinomaisesti sairaala- ja hoivaympäristöissä sekä kotihoidossa käytettäväksi. Yhden koon tuote, sopii sekä oikeaan että vasempaan jalkaan. Tuote on paloturvallinen. CE-merkitty. Takuu 1 vuosi. Osta tuote verkkokaupastamme

Hinta 83,27 € (alv 0%) / 104,50 € (alv 25.5%)

Valmistaja:
FunkeMedical

Pesuohteet



Pesu pyykinpesukoneessa 60-95° C.



Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).