

## Polvituki oa adjuster 3



### Polvituki oa adjuster 3

11-159

#### Käyttösuositukset

Paranneltu OA Adjuster™ III on varustettu nanoMAG™:llä ja vahvistettu lujalla alumiinirakenteella – mikä tekee siitä DonJoyn kestävimmän ja toimivimman OA-ortoosin. Uusi muotoilu mukautuu pohkeen muodon mukaan, estää luistamista ja tekee ortoosista mahdollisimman käyttömukavan myös vakavista vaikeuksista kärsiville potilaille. Edut ja ominaisuudet

- Kliinisesti todistettu vaikutus.\* DonJoyn Adjuster™-tekniikka keventää vähän – tai paljon.
- Kevennyspuolen nanoMAG™-tekniikalla saadaan yhtä voimakas kevennys kuin lentokonealumiinilla (noin 540 grammaa).
- Joustavat nivelet mahdollistavat rakenteensa ansiosta kehoa myötäilevän, yksilöllisen sovituksen kaikille aktiiviteettitasoille.
- DonJoyn 4 Points of Leverage™ -järjestelmällä saadaan aikaan kliinisesti todistettu ligamenttistabiliteetti.\*\*
  - etuosan reisituki
  - takaosan sääriluutuki
  - alempi reisihihna painaa reisiluuta etupuolelta
  - etummainen sääriluuremmin tuottaa aktiivisen ja tasaisen kuormituksen etupuolen tibiaalisen translaation (ATT) ehkäisemiseksi

**Hinta** 1061,38 € (alv 0%) / 1332,03 € (alv 25.5%)

#### Paino (kg)

0,50

#### Pesuhjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa.

#### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
11-1590-1	Oa adjuster 3 medial oik koko xs (ymp.33-39 cm)
11-1590-2	Oa adjuster 3 medial oik koko s (ymp.39-47 cm)
11-1590-3	Oa adjuster 3 medial oik koko m (ymp.47-53 cm)
11-1590-4	Oa adjuster 3 medial oik koko l (ymp.53-60 cm)
11-1590-5	Oa adjuster 3 medial oik koko xl (ymp.60-67 cm)
11-1590-6	Oa adjuster 3 medial oik koko xxl (ymp.67-75 cm)
11-1590-7	Oa adjuster 3 medial oik koko xxxl (ymp.75-81 cm)
11-1591-1	Oa adjuster 3 medial vas koko xs (ymp.33-39 cm)
11-1591-2	Oa adjuster 3 medial vas koko s (ymp.39-47 cm)
11-1591-3	Oa adjuster 3 medial vas koko m (ymp.47-53 cm)
11-1591-4	Oa adjuster 3 medial vas koko l (ymp.53-60 cm)
11-1591-5	Oa adjuster 3 medial vas koko xl (ymp.60-67 cm)
11-1591-6	Oa adjuster 3 medial vas koko xxl (ymp.67-75 cm)
11-1591-7	Oa adjuster 3 medial vas koko xxxl (ymp.75-81 cm)

11-1592-1	Oa adjuster 3 lateral oik koko xs (ymp.33-39 cm)
11-1592-2	Oa adjuster 3 lateral oik koko s (ymp.39-47 cm)
11-1592-3	Oa adjuster 3 lateral oik koko m (ymp.47-53 cm)
11-1592-4	Oa adjuster 3 lateral oik koko l (ymp.53-60 cm)
11-1592-5	Oa adjuster 3 lateral oik koko xl (ymp.60-67 cm)
11-1592-6	Oa adjuster 3 lateral oik koko xxl (ymp.67-75 cm)
11-1592-7	Oa adjuster 3 lateral oik koko xxxl (ymp.75-81 cm)
11-1593-1	Oa adjuster 3 lateral vas koko xs (ymp.33-39 cm)
11-1593-2	Oa adjuster 3 lateral vas koko s (ymp.39-47 cm)
11-1593-3	Oa adjuster 3 lateral vas koko m (ymp.47-53 cm)
11-1593-4	Oa adjuster 3 lateral vas koko l (ymp.53-60 cm)
11-1593-5	Oa adjuster 3 lateral vas koko xl (ymp.60-67 cm)
11-1593-6	Oa adjuster 3 lateral vas koko xxl (ymp.67-75 cm)
11-1593-7	Oa adjuster 3 lateral vas koko xxxl (ymp.75-81 cm)