

Kaularankaortoosi Aspen



Kaularankaortoosi Aspen

9831

Aspen kaulatuki stabiloi kaularankaa trauman tai operaation jälkeen sekä kroonisissa tiloissa. Tuki on käyttäjälleen mukava, ja on suunniteltu pitkäaikaiseen käyttöön. Tuen rakenne keventää käytöstä aiheutuvaa painetta ja jakaa sen tasaisemmin laajemmalle alueelle. Pehmuste materiaali pitää ihon kuivana. Materiaalit on helppo puhdistaa tai vaihtaa ne uusiin. Ominaisuudet: erillinen etu- ja takaosa puuvilla materiaali trakenotomia-aukko pestävät tai vaihdettavat pehmusteet joustava ja muovattava runko kauluri on suunniteltu vähentämään käytöstä johtuvia hiertymiä kallonpohjan yläosan kevennys MRI-yhteensopiva saatavana myös lasten koot! Indikaatiot: C1-C7 kaularangan tukeminen akuutit vammat operaation jälkeinen stabilointi degeneratiiviset ja rappeumamuutokset muut syyt, joissa vaaditaan kaularangan tuentaa

Hinta 92,02 € (alv 0%) / 114,10 € (alv 24%)

Pesuohjeet



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmvassa paikassa.

| Koko | Korkeus |
|---------------------|---------|
| Matala 2 1/4" | 6 cm |
| Vakio 3" | 8 cm |
| Korkea 3 3/4" | 10 cm |
| Extra korkea 4 1/4" | 12 cm |