

# Nilkkaortoosi WalkOn Trimable



## Nilkkaortoosi WalkOn Trimable 28U23

WalkOn Trimable mahdollistaa käyttäjälle luonnollisemman näköisen kävelytavan sekä nopeamman ja vakaamman käynnin. WalkOn Trimable tukee jalkaa, mikäli jalkaterän nostajassa ilmenee heikkoutta, johon liittyy korkeintaan vähäistä spastisuutta, esim. halvauskohtauksen ja tapaturmaisen aivovamman jälkeen, multippleli skleroosin, neuraalisen lihasatrofian, pohjehermohalvauksen jne. yhteydessä.

**Hinta** 491,90 € (alv 0%) / 617,33 € (alv 25.5%)

### Pesuohteet



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.



Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuoksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

Tilausnumero	Puoli	Kengän koko	Korkeus
28U23-L36-39	vasen	36-39	35 cm
28U23-R36-39	oikea	36-39	35 cm
28U23-L39-42	vasen	39-42	36 cm
28U23-R39-42	oikea	39-42	36 cm
28U23-L42-45	vasen	42-45	37,5 cm
28U23-R42-45	oikea	42-45	37,5 cm
28U23-L45-48	vasen	45-48	39 cm
28U23-R45-48	oikea	45-48	39 cm