

Kyynärortoosi X-Act ROM



Kyynärortoosi X-Act ROM 11-912

X-Act ROM -kyynärortoosi on monikäyttöinen, helposti asetettava ja miellyttävä teleskooppisesti säätyvä ortoosi, jolla liikelaajuutta voidaan rajoittaa tai suojata paremman hoitotuloksen saamiseksi. Kyynärtuen kevyt ja avoin rakenne, teleskooppinen säätömekanismi, mukautuvat alumiinimansetit ja plyysipehmusteiset sisäosat pitävät ortoosin hyvässä ja miellyttävässä asennossa. Indikaatiot: Kyynärpään liikelaajuuden rajoittaminen tai suojaaminen trauman tai leikkauksen jälkeisessä hoidossa Stabiilit murtumat Olkavarren korjaus Lievät ja vakavat pehmytkudosvammat

Hinta 203,84 € (alv 0%) / 255,82 € (alv 25.5%)

Pesuohjeet



Poista irrotettavissa olevat tukiraudat, lastat ja kiskot ennen pesua, varmista, että ne tulevat pesun jälkeen takaisin samoin päin ja samoihin paikkoihin.



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastossa paikassa.

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
11-9121	Kyynärortoosi X-Act ROM oikea
11-9122	Kyynärortoosi X-Act ROM vasen