

# Liukulauta Blue Motion

---



## Liukulauta Blue Motion

BM-5000

Blue Motion liukulauta soveltuu apuvälineeksi siirtotilanteisiin, kun tasolta toiselle siirrytään istuma-asennossa. Liukulautaa voidaan hyödyntää siirryttäessä vuoteesta pyörätuoliin tai suihkutuoliin ja takaisin pyörätuolista wc-istuimelle ja takaisin pyörätuolista auton istuimelle ja takaisin Liukulauta sopii siirtymisen apuvälineeksi silloin, kun avustettavan istumatasapaino on hyvä, eli istuminen vuoteen reunalla ilman tukea onnistuu. Liukulaudalla siirtyminen edellyttää myös kykyä siirtää painoa sivusuunnassa, joko itsenäisesti tai tuettuna. Liukulauta toimii siltana eri tasojen välillä, vähentäen kitkaa takapuolen ja alustan väliltä. Liukulaudan pohjassa on liukueste, joka pitää itse laudan hyvin paikallaan. Blue Motion liukulaudan molemmissa päissä on otekahva, joka helpottaa liukulaudan käsittelyä ja säilyttämistä. Liukulauta on muodoltaan suora ja pitkä, mahtuen pieneen tilaan ja soveltuen näin tilanteisiin, joissa käyttäjälle on tarpeen kuljettaa liukulautaa mukanaan. Blue Motion liukulaudan maksimi käyttäjäpaino 150 kg ja laudan mitat ovat 74 x 24 cm.

**Hinta** 85,52 € (alv 0%) / 107,33 € (alv 25.5%)