

Alpha kiilatyynyt



Alpha kiilatyynyt

PM-801

Alpha kiilatyynyjä voidaan käyttää monipuolisesti erilaisten asentojen tukemiseen vuoteessa ja istuma-asennossa. Kiilatyynyjä voidaan hyödyntää esimerkiksi kylkiasentoon tukemisessa vuoteessa sivusuuntaan siirtämisessä vuoteessa ylöspäin siirtymisen tukemisessa - katso VIDEO vuoteessa hyvään ruokailuasentoon tukemisessa istuma-asennon tukemisessa vartalon ja raajojen tukemisessa erilaisten toimenpiteiden aikana Kiilatyynyt tukevat jalan hyvään ponnistusasentoon vuoteessa - katso VIDEO. Kiilatyynyjen käyttö vuoteessa tapahtuvien hoitotoimenpiteiden aikana vapauttaa hoitajan kätet asennon tukemisesta hoitotyöhön. Tyynyjen käsittely on helppoa. Alpha kiilatyynyn sisus on pehmeää vaahtomuovia. Päällinen on nesteitä läpäisemätöntä, pyyhittävää ja joustavaa PU-kangasta. Päällisen nahkean pinnan ansiosta tyynyt pysyvät hyvin paikoillaan. Tyynyjä on saatavana kahta eri kokoa: Kiilatyynyt Alpha S, koko 25 x 22 x 13 cm Kiilatyynyt Alpha M, koko 50 x 22 x 13 cm Useimpiin käyttötilanteisiin on suositeltavaa varata käyttöön vähintään kolme tyynyä - kaksi S-kokoista ja yksi M-kokoinen. Näin tyynyjen monipuolinen käyttö on mahdollista.

Valmistaja:

Petermann Medical

Pesuohteet

Puhdistetaan neutraalilla tai heikosti emäksisellä pintapuhdistusaineella (pH 7-9).

Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote	Veroton hinta	Verollinen hinta
PM-8012	Kiilatyynyt Alpha S, koko 25 x 22 x 13 cm	52,46 €	65,05 €
PM-8015	Kiilatyynyt Alpha M, koko 50 x 22 x 13 cm	98,37 €	121,98 €