

# Siirtovyö Alpha Quick



## Siirtovyö Alpha Quick PM-6080

Siirtovyö Alpha Quick on monipuolinen apuväline liukumisen avustamiseen. Alpha Quick siirtovyötä voidaan hyödyntää esimerkiksi liukumissuunnan ohjaamiseen siirryttäessä istuma-asennossa liukulaudalla vuoteessa ylöspäin siirtymisen avustamisessa selinmakuulta istumaannousun avustamisessa nostoistuin Pegasuksen istuimelle siirtymisen avustamisessa peppukävelyn ohjaamisessa istuma-asentoa kohennettaessa Alpha Quick siirtovyön keskiosa on levennetty, jolloin se tarjoaa laajemmalle alalle tukea. Siirtovyötä ei kiinnitetä vartalon ympärille, eikä se näin ollen ole varsinaisesti vyö, vaan ennemminkin otteen jatke. Vyön molemmissa päissä on neljä otekahvaa, jotka mahdollistavat sen käytön monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Vyön vahvistettu Nylon-materiaali mahdollistaa 200 kg maksimikäyttäjänpainon. Vyön mitat: leveys 11 cm, pituus 145 cm.

**Hinta** 101,66 € (alv 0%) / 126,06 € (alv 24%)

### Leveys (mm)

110

### Valmistaja:

Petermann Medical

### Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.