

Siirtovyö Alpha Quick



Siirtovyö Alpha Quick

PM-6080

Siirtovyö Alpha Quick on monipuolinen apuväline liukumisen avustamiseen. Alpha Quick siirtovyötä voidaan hyödyntää esimerkiksi liukumissuunnan ohjaamiseen siirryttäessä istuma-asennossa liukulaudalla vuoteessa ylöspäin siirtymisen avustamisessa selinmakuulta istumaannousun avustamisessa nostoistuin Pegasuksen istuimelle siirtymisen avustamisessa peppukävelyn ohjaamisessa istuma-asentoa kohennettaessa Alpha Quick siirtovyön keskiosa on levennetty, jolloin se tarjoaa laajemmalle alalle tukea. Siirtovyötä ei kiinnitetä vartalon ympärille, eikä se näin ollen ole varsinaisesti vyö, vaan ennemminkin otteen jatke. Vyön molemmissa päissä on neljä otekahvaa, jotka mahdollistavat sen käytön monipuolisesti erilaisissa tilanteissa. Vyön vahvistettu Nylon-materiaali mahdollistaa 200 kg maksimikäyttäjätäpainon. Vyön mitat: leveys 11 cm, pituus 145 cm.

Hinta 105,73 € (alv 0%) / 132,68 € (alv 25.5%)

Leveys (mm)

110

Valmistaja:

Petermann Medical

Pesuhjeet



Pesu pyykinpesukoneessa 60°C. Hellävarainen linkous (kts. pesukoneen käyttöohje). Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana.