

Nostoliina Sit ja suihkuliina Bath



Nostoliina Sit ja suihkuliina Bath 25030/25035

Human Caren hartiakorkuinen nostoliina Sit ja suihkuliina Bath sopivat tilanteisiin, joissa käyttäjä nostetaan istuvassa asennossa, esimerkiksi vuoteesta pyörätuoliin tai suihkutuoliin. Liinan muotoilun ansiosta käyttäjä istuu hyvin pystyssä asennossa, joka helpottaa siirtymistä istuimelle. Sit ja Bath liinat sopivat käyttäjille, joilla on heikko vartalon hallinta, mutta hyvä pään hallinta. Liina tukee vartaloa häntäluusta hartiatasoon ja jalkoja erillisillä jalkatuilla reisien alta. Liinan selkäosaa tukevoittavat kaksi muovista tukilastaa, jotka voidaan irrottaa pesun ajaksi. Nostotilanteessa kädet voidaan pitää joko nostoliinan sisäpuolella tai liinan ulkopuolella. Sit nostoliinan materiaali on kestävä polyesteriä. Liukas polyesterikangas on helppo liu'uttaa paikoilleen ja ottaa pois vartalon alta noston jälkeen. Suihkuliina Bath on veden läpi päästävää, nopeasti kuivuvaa, pehmeää ja hengittävää polyesteriverkkoa. Materiaalit eivät veny käytössä. Alla olevassa taulukossa näet saatavilla olevat koot ja hinnat.

Valmistaja:
Humancare

Pesuohteet



Voi kuivata miedoimmalla lämmöllä kuivausrummussa.



Pesu pyykinpesukoneessa, maksimilämpötila 75 °C.

Nimike	Kuvaus	Koko	Materiaali	Liinan leveys*	Aukon leveys**	Liinan korkeus	Käyttäjän suosituspaino
25030-JS	Nostoliina Sit, hartiakorkeus	Junior S	polyesteri	56 cm	22 cm	53 cm	15-20 kg
25030-S	Nostoliina Sit, hartiakorkeus	S	polyesteri	76 cm	35 cm	62 cm	30-60 kg
25030-M	Nostoliina Sit, hartiakorkeus	M	polyesteri	86 cm	40 cm	62 cm	55-90 kg
25030-L	Nostoliina Sit, hartiakorkeus	L	polyesteri	98 cm	44 cm	63 cm	85-120 kg
Nimike	Kuvaus	Koko	Materiaali	Liinan leveys*	Aukon leveys**	Liinan korkeus	
25035-M	Suihkuliina Bath, hartiakorkeus	M	polyesteriverkko	86 cm	40 cm	62 cm	55-90 kg

25035-L Suihkuliina L polyesteriverkko98 cm 44 cm 63 cm 85-120 kg
Bath,
hartiakorkeus