

## Protac Ball Cushion® -tyyny istuimelle



### Protac Ball Cushion® -tyyny istuimelle 200-201- 200-202-

Protac Ball cushion® on tuolille asetettava aisteja stimuloiva istuintyyny. Protac BallCushion® istuimelle on nimenomaan 4-jalkaisen istuimen kanssa käytettäväksi suunniteltu istuintyynymalli, jossa on pikalukollinen narukiinnitys. Tätä mallia voidaan käyttää myös jakkaralla. Mallia on saatavilla kahta eri versiota: yhtenäinen istuintyyny sekä 4-osainen istuintyyny. Malli, jossa on 3,8 cm:n pallot, antaa voimakkaimman stimulaation ja syvemmän dynaamisen kosketuspaineen tyynyn lisääntyneen liikkeen ansiosta. Tätä suositellaan henkilöille, joilla on fyysistä lervottomuutta, ADHD ja psykiatrisia häiriöitä. 3,8 cm:n palloja suositellaan myös vaippojen käyttäjille Malli, jossa on 2,5 cm:n pallot, antaa lievemmän stimulaation, sillä pallot antavat vähemmän syvää kosketus-painetta ja vähemmän liikettä tyynyssä. Tätä suositellaan henkilöille, joilla on kosketusherkkyyttä, alhainen BMI tai jotka ovat herkkäihoisia. Materiaali: Oxford Polyesteri 100% Osta tuote verkkokaupastamme Lue lisää sensorisen integraation ratkaisuisista osoitteesta: [respecta.fi/sensorinen-integraatio](https://www.respecta.fi/sensorinen-integraatio)

**Hinta** 130,04 € (alv 0%) / 163,20 € (alv 25.5%)

**Valmistaja:**  
Protac A/S

Nimike	Tuote	Koko, materiaali
200-201-13-80	Ball Cushion istuimelle 30x30 cm	38 mm pallotäyte
200-202-13-80	Ball Cushion istuimelle 30x30 cm	25 mm pallotäyte
200-201-12-80	Ball Cushion istuimelle 30x35 cm	38 mm pallotäyte
200-202-12-80	Ball Cushion istuimelle 30x35 cm	25 mm pallotäyte
200-201-14-80	Ball Cushion istuimelle 35x35 cm	38 mm pallotäyte
200-202-14-80	Ball Cushion istuimelle 35x35 cm	25 mm pallotäyte
200-201-10-80	Ball Cushion istuimelle 40x40 cm	38 mm pallotäyte
200-202-10-80	Ball Cushion istuimelle 40x40 cm	25 mm pallotäyte
200-201-10-4-80	Ball Cushion istuimelle 40x40cm 4-osainen	38 mm pallotäyte
200-202-10-4-80	Ball Cushion istuimelle 40x40cm 4-osainen	25 mm pallotäyte