

# Theraflex terapiavaha

## Theraflex terapiavaha

02-040



Theraflex™ terapiavaha on tarkoitettu käytettäväksi erilaisissa kättä, sormia ja varpaita vahvistavissa harjoituksissa. Vahaa voidaan puristaa, venyttää, vääntää tai nipistää. Terapiavaha toimii harjoituksissa vastuksena. Terapiavahan avulla tehdyt harjoitteet vahvistavat ja parantavat vähitellen joustavuutta, koordinaatiota, voimaa ja verenkiertoa. Vaha on valmistettu myrkyttömistä, lateksittomista ja rasvattomista aineosista. Vahaan lisätyn luonnonmukaisen antimikrobisen aineen vuoksi vaha kestää käytössä tavanomaisia vahoja pidempään, sillä aine estää hajua tuovien ja vahan rakennetta tuhoavien mikrobin kasvua. Käytön jälkeen iho jää puhtaaksi ja kuivaksi, eikä vaha jää kiinni ihoon. Vahaa on saatavana eri kokoisissa pakkauksissa, kuutta eri vastustasoa. Vastustasot on värikoodattu erottautumisen helpottamiseksi. Osta tuote verkkokaupastamme

Vastus väri	Pakkauskoko 113 g	Pakkauskoko 454 g	Pakkauskoko 2,3 kg
XX-Pehmeä, valkoinen	-	02-040400	-
X-Pehmeä, ruskea	02-040201	02-040401	02-040501
Pehmeä, keltainen	02-040202	02-040402	02-040502
Keskikova, punainen	02-040203	02-040403	02-040503
Kova, vihreä	02-040204	02-040404	02-040504
X-Kova, sininen	02-040205	02-040405	02-040505