

# Theraflex terapiavaha

## Theraflex terapiavaha 02-040



Theraflex<sup>TM</sup> terapiavaha on tarkoitettu käytettäväksi erilaisissa kättä, sormia ja varpaita vahvistavissa harjoituksissa. Vahaa voidaan puristaa, venyttää, vääntää tai nipistää. Terapiavaha toimii harjoituksissa vastuksena. Terapiavahan avulla tehdyt harjoitteet vahvistavat ja parantavat vähitellen joustavuutta, koordinaatiota, voimaa ja verenkiertoa. Vaha on valmistettu myrkyttömistä, lateksittomista ja rasvattomista aineosista. Vahaan lisätyn luonnonmukaisen antimikrobisen aineen vuoksi vaha kestää käytössä tavanomaisia vahoja pidempään, sillä aine estää hajua tuovien ja vahan rakennetta tuhoavien mikrobin kasvua. Käytön jälkeen iho jää puhtaaksi ja kuivaksi, eikä vaha jää kiinni ihoon. Vahaa on saatavana eri kokoisissa pakkauksissa, kuutta eri vastustasoa. Vastustasot on värikoodattu erottautumisen helpottamiseksi. Osta tuote verkkokaupastamme

| Vastus väri          | Pakkauskoko 113 g | Pakkauskoko 454 g | Pakkauskoko 2,3 kg |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| XX-Pehmeä, valkoinen | -                 | 02-040400         | -                  |
| X-Pehmeä, ruskea     | 02-040201         | 02-040401         | 02-040501          |
| Pehmeä, keltainen    | 02-040202         | 02-040402         | 02-040502          |
| Keskikova, punainen  | 02-040203         | 02-040403         | 02-040503          |
| Kova, vihreä         | 02-040204         | 02-040404         | 02-040504          |
| X-Kova, sininen      | 02-040205         | 02-040405         | 02-040505          |