

Istuintyyny Stimulite Contoured



Istuintyyny Stimulite Contoured SUCD-xxxx

Stimulite® Contoured™ istuintyyny sopii erityisen herkkäihoisille. Tyyny tarjoaa erittäin hyvän ilmastoitumisen ja ehkäisee hikoilua. Tyyny soveltuu käytettäväksi henkilöille, joilla on korkea tai erittäin korkea riski saada painehaava. Contoured™ hunajakennotyynyssä on 3-kerrosrakenne, jonka kerrokset ovat yhteenliimattuja. Pohjakerros antaa tyynylle jämäkkyuden, keski- ja päällimmäinen kerros lisäävät istumamukavuutta pehmeytensä ja muotoilunsa ansiosta. Tyynyssä on kennoista koostuva verkkomainen rakenne, jossa vierekkäiset ohut- ja paksuseinäiset kennot joustavat paineen alla, tasaten painetta piikkikohdista laajemmalle alueelle. Kennosolut mukailevat kehon liikkeitä, jolloin ihoon kohdistuva hankaus vähenee. Kehonliike saa aikaan solujen taipumista ja kasaan puristumista, joka stimuloi ja parantaa verenkiertoa. Kennojen seinissä on ilmanvaihtoa ja kosteuden haihtumista edistävät reiät, jotka auttavat käyttäjää pysymään viileänä ja kuivana. Tyyny ja päällinen voidaan pestä pesukoneessa 40°. Tyynyn korkeus etureunan matalimmasta kohdasta mitattuna on 9 cm. Hengittävässä päällisessä on vetoketju, joka avautuu kolmelle sivulle ja päällinen soveltuu erinomaisesti henkilöille, jotka hikoilevat herkästi tai joilla on herkkä iho. Päällinen on pyyhittävässä yleisimmin käytössä olevilla desinfektioaineilla. Tyynyn pohjassa on tarrat, jotka ehkäisevät tyynyn liukumista alustalla. Tyyny ja päällinen täyttävät palostandardi ISO 7176-16:2012 mukaiset vaatimukset.

Valmistaja:
Supracor

Istuinsyvyys, cm	41	46	51
Istuinleveys, cm			
35,5	SUCD-1416	SUCD-1418	SUCD-1420
38	SUCD-1516	SUCD-1518	SUCD-1520
41	SUCD-1616	SUCD-1618	SUCD-1620
46	SUCD-1816	SUCD-1818	SUCD-1820
51	SUCD-2016	SUCD-2018	SUCD-2020