

# Optima Turn



## Optima Turn

0103033

Optima Turn on tarkoitettu painehaavojen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon erityisesti potilaille, jotka tarvitsevat apua asennon vaihtamisessa sekä ehkäisee hoitajien altistumista mahdollisille haitoille fyysisestä rasituksesta kääntö- ja asennonvaihtoprosessien aikana. Lisäksi sivuttaiskääntötoiminnosta voi olla hyötyä hengitysvaikeuksista kärsiville potilaille, sillä kääntö auttaa keuhkojen nesteiden liikkeessä. Pumpun toiminnot • Paineen säätö käyttäjän painon mukaan • Alhaisen paineen ja ilmavuodon hälytystoiminto (hälytysvalo ja -ääni) sekä hälytyksen vaientaminen • Paneelin lukitus • Säädettävä sykliaväli 10/15/20/25 min • Kääntökulman säätö: 10°, 20° ja 30° • Terapiahjelmat: 1.vaihtuvapaineinen ohjelma 2.vaihtuvapaineinen ohjelma automaattisella sivuttaiskäännöllä 3.jatkuva matalapaineinen ohjelma 4.Istuma-asennolle optimoitu paineasetus 5.Maksimitäyttö Patjan ominaisuudet • Jalkopäädyn 5 viimeistä kennoa tyhjennettävissä kokonaan, jolloin kantapäät saadaan kevennettyä irti patjan pinnasta • CPR tyhjennysventtiili rintakehän kohdalla nopean tyhjennyksen takaamiseksi hätätilanteissa • Sivutuet estävät potilasta putoamasta käännösten aikana • Irroitettava pohja helpottaa puhdistusta ja huoltoa

Tuotenumero	Tuote	Koko
0103033-85	Optima Turn	85x200x20 cm
0103033-90	Optima Turn	90x200x20 cm