

## Polvituki Xeleton, koot XS-XXL



### Polvituki Xeleton, koot XS-XXL

50K30=

Uudessa Xeletonissa yhdistyy käyttäjäystävällisyys ja vahva, tukeva rakenne. Indikaatiot: Stabililointi ja liikerajoitus polvivammoissa, joissa vaikea ja/tai monimuotoinen nivelväljyys ja/tai epästabiiliuden tunnetta. Pre- ja postoperatiivisesti ACL ja PCL repeämien/korjausleikkausten jälkeen. Polvinivelten instabiliteetteihin (ACL, PCL, MCL, LCL). Funktionaalinen konservatiivinen hoito nivelsidevammoihin. Stabilisaatio/liikerajoitus polvikierukkaleikkausten jälkeen. Vaikeat ja monimutkaiset nivelraapumasta aiheutuvat instabiliteetit. Materiaalit: Alumiini ja velour. Koot XS-XXXL. 2 pituutta: Std alle 183 cm ja Long yli 183 cm:lle. Vasen ja oikea erikseen.

**Hinta** 862,00 € (alv 0%) / 1081,82 € (alv 25.5%)

**Paino (kg)**

1,00

#### Pesuohjeet

ph 6-8

Puhdistetaan neutraalilla pesuaineliuksella joko siivouspyyhkeellä tai harjalla, jonka jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus.

70%

Voidaan desinfioida sumuttamalla tai pyyhkimällä 70 prosenttisella alkoholilla (etanoli).

Koko	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Reiden ympärys 15 cm patellan yläpuolelta	33-39 cm	39-47 cm	47-53 cm	53-60 cm	60-67 cm	67-75 cm	75-81 cm

#### Tuotevaihtoehdot

Tuotenumero	Tuote
50K30-L-L-7-1	Polviortoosi xeleton vasen l long
50K30-L-L-7-2	Polviortoosi xeleton vasen l standard
50K30-L-M-7-1	Polviortoosi xeleton vasen m long
50K30-L-M-7-2	Polviortoosi xeleton vasen m standard
50K30-L-S-7-1	Polviortoosi xeleton vasen s long
50K30-L-S-7-2	Polviortoosi xeleton vasen s standard
50K30-L-XL-7-1	Polviortoosi xeleton vasen xl long
50K30-L-XL-7-2	Polviortoosi xeleton vasen xl standard
50K30-L-XS-7-1	Polviortoosi xeleton vasen xs long
50K30-L-XS-7-2	Polviortoosi xeleton vasen xs standard
50K30-L-XXL-7-1	Polviortoosi xeleton vasen xxl long
50K30-L-XXL-7-2	Polviortoosi xeleton vasen xxl standard
50K30-L-XXXL-7-1	Polviortoosi xeleton vasen xxxl long

50K30-L-XXXL-7-2	Polviortoosi xeleton vasen xxxl standard
50K30-R-L-7-1	Polviortoosi xeleton oikea l long
50K30-R-L-7-2	Polviortoosi xeleton oikea l standard
50K30-R-M-7-1	Polviortoosi xeleton oikea m long
50K30-R-M-7-2	Polviortoosi xeleton oikea m standard
50K30-R-S-7-1	Polviortoosi xeleton oikea s long
50K30-R-S-7-2	Polviortoosi xeleton oikea s standard
50K30-R-XL-7-1	Polviortoosi xeleton oikea xl long
50K30-R-XL-7-2	Polviortoosi xeleton oikea xl standard
50K30-R-XS-7-1	Polviortoosi xeleton oikea xs long
50K30-R-XS-7-2	Polviortoosi xeleton oikea xs standard
50K30-R-XXL-7-1	Polviortoosi xeleton oikea xxl long
50K30-R-XXL-7-2	Polviortoosi xeleton oikea xxl standard
50K30-R-XXXL-7-1	Polviortoosi xeleton oikea xxxl long
50K30-R-XXXL-7-2	Polviortoosi xeleton oikea xxxl standard